

Mido Chaise

Le confort, la finition haut de gamme et une belle palette de couleurs accentuent le design et ajoutent une touche personnelle, ce qui est important pour une chaise de soins.

Châssis

- Châssis en métal avec 4 pieds.
- Les pieds se composent d'un profil en acier rond (diam. 19 x 2 mm) soudé au châssis.
- Les pieds arrière dépassent un peu plus du dossier, ce qui évite des dégâts au mur.
- La chaise est empilable.
- Tous les bords et coins sont arrondis.
- Pas de points de fixation visibles.
- Les pieds sont équipés de patins en matière synthétique.

Assise

- Recouvert d'une mousse anti-feu et revêtue.
- L'ouverture entre l'assise et le dossier simplifie le nettoyage.
- Assise ergonomique en multiplex, épaisseur 10 mm.
- Démontage facile de l'assise pour le regarnissage de l'assise.

Dossier

- Recouvert d'une mousse anti-feu et revêtue.
- Dossier ergonomique en multiplex, épaisseur 10 mm.
- Démontage facile de l'assise pour le regarnissage de dossier.

Accoudoirs (version avec accoudoirs)

- Les accoudoirs forment un ensemble avec les pieds.
- Les accoudoirs, légèrement courbés, offrent un soutien optimal pour s'asseoir ou se lever.

Couleurs


Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.



Dimensions

10420 | Mido chaise | 51 x 56 x h 82 cm
Charge dynamique sécuritaire : 110 kg

14896 | Mido chaise avec accoudoirs | 57 x 56 x h 82 cm
Charge dynamique sécuritaire : 135 kg



Matériel utilisé et finition

- Métal:
 - revêtement époxy RAL 9010 blanc
 - revêtement époxy RAL 9006 alu
 - revêtement époxy RAL 9005 noir (avec finition structurée)
- Bois: Multiplex.
- Mousse: mousse CMHR (ignifugée).
- Revêtement: selon collection.
- Résistant aux produits d'entretien et désinfectants usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit** : voir nos fiches matériaux.

