

Nino Standard

08848 Un pătuț rezistent cu 2 protecții laterale care pot fi coborâte și respectă cele mai stricte cerințe de siguranță.

Cadrul

- Cadrul este realizat din tuburi rotunde de oțel.
- Cadrul patului este susținut de 4 roți de design Ø 100 mm cu frână.

Platforma saltea

- Platforma saltea este realizată dintr-o placă de oțel perforată.
- Platforma saltea opțională cu ajustare Trendelenburg poate fi reglată în 4 poziții diferite cu ajutorul unui mâner situat pe exteriorul pătuțului.

Protecțiile laterale

- Realizate din tuburi rotunde de oțel.
- Distanța dintre barele rotunde este de cel mult 60 mm.
- Protecțiile laterale pot fi puse în 3 poziții diferite: poziția cea mai joasă, poziția medie (34,5 cm) și poziția cea mai înaltă.
- Protecțiile laterale care pot fi coborâte glisează pe 2 bare de ghidare din oțel.
- Protecțiile laterale pot fi deblocate numai folosind ambele mâini.

Pătuțurile sunt realizate în conformitate cu norma europeană EN 716 și sunt conforme cu Regulamentul privind dispozitivele medicale UE 2017/745.


Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori.
Mostrele sunt disponibile la cerere.



Dimensiuni

- Tip 55 x 110 cm:
a x b: 61 x 121,5 cm
dimensiune recomandată saltea: 55 x 110 x 8 cm
- Tip 70 x 130 cm:
a x b: 76 x 141,5 cm
dimensiune recomandată saltea: 70 x 130 x 8 cm
- Tip 70 x 150 cm:
a x b: 76 x 161,5 cm
dimensiune recomandată saltea: 70 x 150 x 8 cm



Dimensiuni pentru platforma saltea fixă.

Materiale și finisaje

- Metal: oțel cu vopsea epoxidică.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- 2 suporturi pentru stativ de perfuzie.
- Ajustare Trendelenburg cu 4 poziții.
- Stativ de perfuzie.
- Saltea impermeabilă ignifugă.
- Suport dublu pentru cilindri de oxigen.
- Raft / raft pentru monitor.
- Roți duble Linea Ø 100 mm.

